

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" CAT. GIURIDICA B3 CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI".

CALENDARIO DELLE PROVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del bando, si rendono noti i giorni, le sedi e l'orario di espletamento delle prove del concorso in epigrafe.

DUE PROVE SCRITTE	1/10/2020	ORE 8.30 PER I CANDIDATI DA APICELLA SALVATORE A LUCIA ALESSANDRA COMPRESI
DUE PROVE SCRITTE	1/10/2020	ORE 14.30 PER I CANDIDATI DA MANNA ANTONIO A VALENTI DAVIDE COMPRESI
PROVE ORALI	8/10/2020	ORE 9.30

I candidati devono presentarsi entro gli orari indicati per le operazioni di identificazione che si terranno presso la sede dell'Istituto degli Innocenti, con accesso da piazza SS. Annunziata n. 13, Firenze.

I candidati dovranno pertanto presentarsi nel luogo, data ed ora indicati, muniti di:

- documento d'identità legalmente valido ai fini dell'identificazione;
- autodichiarazione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2. (come da modello allegato).

Le prove si svolgeranno una di seguito all'altra senza interruzione e senza possibilità per i candidati di lasciare la sede d'esame.

N.B. Si comunica che saranno adottate le misure di sicurezza previste dalla Regione Toscana per l'emergenza sanitaria in corso e pertanto:

- tutti i candidati dovranno indossare la mascherina, che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle attività;
- prima dell'avvio delle procedure di identificazione i candidati dovranno igienizzarsi le mani utilizzando i gel messi a disposizione dall'Amministrazione;
- non potrà essere consentito l'accesso alle prove ai candidati che hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. La temperatura corporea verrà verificata anche all'ingresso nell'Istituto tramite termoscanner o termometro no contact.